

治験 検体処理 委託回収授受簿

No.	提出日	提出時間	別日回収	識別番号	担当CRC	処理検体業務（ 検体処理マニュアル 手順遵守）								回収業務				備考欄
						保存条件	全血	血清	血漿	尿	その他	担当技師	Wチェック	集荷会社	回収時間	業者サイン	担当技師	
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												

治験 検体処理 委託回収授受簿

No.	提出日	提出時間	別日回収	識別番号	担当CRC	処理検体業務（ 検体処理マニュアル手順遵守 ）								回収業務				備考欄
						保存条件	全血	血清	血漿	尿	その他	担当技師	Wチェック	集荷会社	回収時間	業者サイン	担当技師	
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												
						室温												
						冷蔵												
						－30度												
						－80度												